

Oral-B®

**sonic
complete™**

OxyJet® Center



powered
by **BRAUN**





Deutsch	4, 9, 51
English	10, 15, 51
Français	16, 22, 51
Español	23, 29, 51
Português	30, 36, 51
Italiano	37, 43, 51
Nederlands	44, 50, 51

Internet:
www.oralb.com
www.braun.com

Type 3721



- (D)** Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
- (A)** Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
- (CH)** **08 44 - 88 40 10**
- (GB)** If you should require further assistance, please call our Consumer Service line.
0 800 73 11 792 (free call)
- (IRL)** **Helpline**
1 800 509 448 (free call)
- (F)** Appelez le Service Consommateurs Oral-B :
0 810 365 855 (numéro azur)
- (B)** **02-711 92 11**
- (LU)** Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez :
4 00 50 51
- (E)** Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
- (P)** Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
- (I)** Servizio consumatori:
02-667 86 23
- (NL)** Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun/Oral-B Consumenten-infolijn:
0800-4 45 53 88



Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses hervorragenden Produkts von **Oral-B®**, der Zahnbürsten-Marke, die Zahnärzte am häufigsten empfehlen, entschieden haben.

Das **Oral-B® Sonic Complete™ OxyJet® Center** ist ein durch Zahnärzte inspiriertes Mundpflegesystem, das durch Entfernung von Plaque, Stimulation des Zahnfleischs und Beseitigung schädlicher, Mundgeruch erzeugender Bakterien von Ihrer Zunge, für Ihre Mundhygiene sorgt.

Die **Oral-B® Sonic Complete™** Zahnbürste bietet Ihnen individuell einstellbare Reinigungsstufen («Clean», «Soft» und «Massage»), die auf eine individuelle Mundhygiene abgestimmt sind. Außerdem zeichnet sie sich durch ihre kreuzweise angeordneten, strukturierten Borsten aus, die Zahnoberflächen, Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischsaums gründlich reinigen.

Die **OxyJet®** Munddusche mischt Wasser und Luft zu feinen Micro-Luftblasen. Die Micro-Luftblasen im Wasserstrahl greifen Plaque-Bakterien an. Gleichzeitig werden Speisereste zwischen den Zähnen entfernt und das Zahnfleisch massiert. Verwenden Sie die Munddusche grundsätzlich nach dem Zähneputzen.

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtig

Das Gerät muss so befestigt werden, dass es nicht ins Wasser fallen kann. Der Netzstecker sollte immer zugänglich sein. Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen aufweist. Sollte dies der Fall sein, bringen Sie das Gerät zum Oral-B Braun Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes Gerät darf nicht mehr benutzt werden.

Gerätebeschreibung

Zahnbürste

- a Ladeteil
- b Ladekontroll-Lampe
- c Unterschiedliche Reinigungsstufen
- d Handstück (wiederaufladbar)
- e Ein-/Aus-Schalter
- f Aufsteckbürste
- g Aufbewahrungsbox für zusätzliche Aufsteckbürsten

Munddusche

- h Köcher für Aufsteckdüsen
- i Aufsteckdüse
- j Düsenhalter
- k Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse
- l Ein-/Aus-Schalter
- m Wasserdruckregler
- n Schiebeschalter (Wasser an/aus)
- o Handstück
- p Wasserbehälter (600 ml)
- q Kabelstaufach

Technische Daten

Netzanschluss: siehe Typenschild am Gehäuseboden
Leistungsaufnahme: 24 W

Benutzung der Oral-B® Sonic Complete™ Zahnbürste

Folgende Produkteigenschaften der **Oral-B® Sonic Complete™** wurden speziell entwickelt, um Ihnen eine individuelle Mundhygiene zu bieten:

Hochwertige Borsten-Technologie




- 1) CrissCross™-Borsten
Fortschrittliche, strukturierte Borsten zur gründlichen Reinigung der Zahnoberflächen, Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischsaumes.
- 2) Interdental-Borsten
Längere Borsten reichen bis tief in die Zahnzwischenräume für eine bessere Interdental-Reinigung.
- 3) Power Tip®-Borsten
Extra lange Borsten am Bürstenkopfe helfen bei der Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen.
- 4) Indicator®-Borsten
Die blauen Indicator®-Borsten entfärben sich im Gebrauch nach und nach zur Hälfte und zeigen damit den fälligen Wechsel der Aufsteckbürste an.


Unterschiedliche Reinigungsstufen für eine individuelle Mundhygiene

- «Clean»
Für eine gründliche Reinigung von Zähnen und Zahnfleisch.
- «Soft»
Für eine sanfte Pflege der Zunge und anderer empfindlicher Stellen.
- «Massage»
Zur sanften Stimulation für festes und gesundes Zahnfleisch.

Timer unterstützen eine gründliche Reinigung

- Professional Timer: Ein kurzes stotterndes Geräusch erinnert Sie in 30-Sekunden-Intervallen daran, alle vier Kieferquadranten des Mundes gleich lang zu putzen. Daraus resultiert eine gründlichere Gesamtreinigung.
- 2-Minuten-Timer: Ein längeres stotterndes Geräusch zeigt an, dass Sie die vom Zahnarzt empfohlene, zweiminütige Mindestputzzeit erreicht haben.






Anschließen und Laden

Ihre Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.

- Wenn Sie das Handstück (d) auf das an die Netzspannung angeschlossene Ladeteil (a) setzen, leuchtet die blaue Ladekontroll-Lampe (b) auf. Während des Aufladevorgangs blinkt die Ladekontroll-Lampe. Wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontroll-Lampe permanent. Wenn Sie dann das Handstück in Gebrauch nehmen und anschließend wieder auf das Ladeteil setzen, blinkt die Ladekontroll-Lampe erneut, um wiederum den Ladevorgang anzuzeigen.
 - Ein vollständig aufgeladener Akku ermöglicht Ihnen eine Nutzung von bis zu zwei Wochen bei normalem Putzen. Damit eignet sich Ihre **Oral-B® Sonic Complete™** ideal zum Mitnehmen in den Urlaub.
- Bitte beachten Sie: Hierbei wird davon ausgegangen, dass das Handstück von einer Person zweimal täglich für die vom Zahnarzt empfohlene zweiminütige Mindestputzzeit benutzt wird.
- **Oral-B® Sonic Complete™** wurde entwickelt, um Ihnen stets eine effektive Zahnreinigung zu gewährleisten. Wenn der Ladezustand des Akkus dafür zu niedrig ist, bleibt die Zahnbürste stehen.
 - Nach dem Zähneputzen empfehlen wir, das Handstück auf dem angeschlossenen Ladeteil stehen zu lassen. Ihre Zahnbürste hält dann immer die volle Leistung bereit. Bei einem vollständig entladenen Akku dauert der komplette Ladevorgang der **Oral-B® Sonic Complete™** ca. 16 Stunden.
 - Um jedoch die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, trennen Sie mindestens alle sechs Monate das Ladeteil vom Netz und entladen Sie das Handstück durch normale Benutzung.



Putztechnik

- Setzen Sie die Aufsteckbürste auf das Handstück. Es bleibt ein kleiner Spalt von 2 mm zwischen der Aufsteckbürste und dem Handstück, der für die unterschiedlichen Bürstenkopfbewegungen notwendig ist.
- Führen Sie die Bürste an die Zähne, bevor Sie die **Oral-B® Sonic Complete™** einschalten.
- Setzen Sie die Borsten schräg zum Zahnfleischsaum gerichtet an (siehe Abbildung).
- Halten Sie das Handstück locker fest und schalten Sie die **Oral-B® Sonic Complete™** ein.
- Führen Sie die Bürste mit leicht kreisenden Bewegungen so, dass die längeren Interdental-Borsten bis tief in die Zahnzwischenräume reichen, während die CrissCross-Borsten die Zahnoberflächen und die Bereiche entlang des Zahnfleischsaums reinigen.
- Nach einigen Sekunden führen Sie die Bürste zum nächsten Bereich und verweilen dort wiederum mit leicht kreisenden Bewegungen. Drücken Sie nicht zu fest auf und lassen Sie einfach die **Oral-B® Sonic Complete™** das Putzen für Sie übernehmen.
- Richten Sie Ihre Putztechnik so aus, dass stets möglichst

viele Borsten die Zähne berühren. Achten Sie darauf, alle Bereiche zu putzen – einschließlich der Zahnninnenseiten und Kauflächen sowie hinter den Backenzähnen.

Wie eine Handzahnbürste nutzen sich die Aufsteckbürsten durch den Gebrauch ab und müssen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden.

Vergessen Sie nicht, täglich Zahnseide zu benutzen.

So wechseln Sie zwischen den Reinigungsstufen


- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal und die **Oral-B® Sonic Complete™** startet automatisch im «Clean»-Modus.
- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter erneut, um vom «Clean»-Modus in den «Soft»-Modus zu wechseln.
- Bei nochmaligem Drücken des Ein-/Aus-Schalters wechseln Sie vom «Soft»- in den «Massage»-Modus.
- Drücken Sie im «Massage»-Modus den Ein-/Aus-Schalter, schaltet sich die Zahnbürste aus.
- Wenn Sie die **Oral-B® Sonic Complete™** im «Clean»- oder «Soft»-Modus ausschalten möchten, müssen Sie den Ein-/Aus-Schalter länger gedrückt halten.

Beim erstmaligen Gebrauch der **Oral-B® Sonic Complete™** könnten Sie ein leichtes Kitzeln oder Kribbeln spüren. Dieses Gefühl verschwindet aber, sobald sich Zähne und Zahnfleisch an das Putzen mit der **Oral-B® Sonic Complete™** gewöhnt haben. Wenn Sie ein anfängliches Kribbeln spüren, schlagen wir Ihnen vor, zur Eingewöhnung im «Soft»-Modus zu putzen.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihrer **Oral-B® Sonic Complete™** kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, was jedoch nach einigen Tagen aufhört. Falls das Zahnfleischbluten jedoch länger andauert, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Nach dem Gebrauch

Schalten Sie die **Oral-B® Sonic Complete™** nach dem Putzen aus. Aufsteckbürste vom Handstück abziehen und unter fließendem Wasser spülen. Handstück nach jedem Gebrauch abtrocknen. Von Zeit zu Zeit sollte das Ladegerät mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nie Reinigungsmittel benutzen, die Alkohol enthalten.



Verwendung der OxyJet® Munddusche

Vor Erstgebrauch den Wasserbehälter (p) füllen und das Wasser durchlaufen lassen, indem Sie das eingeschaltete Handstück (o) über das Waschbecken halten.

1. Setzen Sie eine Aufsteckdüse (i) auf das Handstück, bis sie einrastet. Füllen Sie den Wasserbehälter (p) mit Wasser (ggf. Mundwasser hinzufügen).

2. Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter (l) einschalten. (Schiebeschalter (n) am Handstück sollte dabei noch nicht hochgeschoben sein = Wasser Stopp).

3. Wählen Sie mit dem Wasserdruckregler (m) die gewünschte Pulsstärke (1 = sanft, 5 = kräftig). Es empfiehlt sich, mit der Einstellung 1 zu beginnen, besonders wenn Sie zu Zahnfleischbluten neigen oder wenn Kinder die Munddusche benutzen.

4. Beugen Sie sich über das Waschbecken und führen Sie die Düse an Zähne und Zahnfleisch. Schalten Sie erst dann das Handstück ein, indem Sie den Schiebeschalter (n) nach oben schieben. Halten Sie den Mund leicht geöffnet, damit das Wasser ins Waschbecken laufen kann.







Sie können zwischen zwei unterschiedlichen Düsenfunktionen wählen, indem Sie den Düsenwechsler (j) nach unten oder oben schieben (Wasserstrom zuvor mit dem Schiebeschalter (n) unterbrechen):

Rotierender Strahl: zum allgemeinen Reinigen und Massieren des Zahnfleisches (Stellung des Düsenwechslers: unten). Durch die Drehbewegung kann der Wasserstrahl mit seinen Micro-Luftblasen leicht unter den Zahnfleischrand gelangen.

Mono-Strahl: gerader Strahl für gezieltes Reinigen (Stellung des Düsenwechslers: oben).

Max. Betriebsdauer: 15 Minuten
Abkühlzeit: 2 Stunden

Um die Funktion der umschaltbaren Aufsteckdüse sicherzustellen, befindet sich im unteren Bereich des Schafts ein kleines Sieb. Wenn der Wasserdruck nachlässt, sollten Sie das Sieb überprüfen und evtl. Ablagerungen entfernen, z.B. indem Sie den Schaft ausklopfen.



Nach dem Gebrauch

Wasserbehälter (p) immer vollständig entleeren, da es bei längerer Nichtbenutzung zu Bakterienbildung kommen könnte. Sollten Sie auf Rat Ihres Arztes Chlorhexidin-Lösung in Ihrer Munddusche verwenden, spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser nach, um eventuelle Ablagerungen zu vermeiden.

Munddusche mit dem Ein-/Aus-Schalter (l) ausschalten. Wird dies vergessen, schaltet sich die Munddusche nach 10 Minuten automatisch aus. Nach der automatischen Abschaltung muss der Ein-/Aus-Schalter allerdings zweimal gedrückt werden, wenn die Munddusche für den nächsten Gebrauch wieder eingeschaltet werden soll.

Um die Aufsteckdüse abzunehmen, Entriegelungsknopf (k) drücken. Die Aufsteckdüsen können im Köcher (h) aufbewahrt werden. Wischen Sie das Handstück ab und setzen Sie es zurück auf seinen Sockel.

Reinigen

Wischen Sie das Gehäuse regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Der Wasserbehälter und die Köcher sind herausnehmbar und spülmaschinene geeignet.

Änderungen vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien EMV 89/336/EWG und Niederspannung 73/23/EWG.



Dieses Gerät enthält Akkus. Im Interesse des Umweltschutzes sollte das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Oral-B Braun Kundendienst oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.




Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Oral-B Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Oral-B Braun Kundendienstpartner. Die Anschriften für Deutschland und Österreich können Sie unter 00800/27286463 (gebührenfrei) erfragen. Rufnummer für die Schweiz: 0844-884010, für Belgien: 02-711 92 11.



Thank you for purchasing this fine product from **Oral-B®**, the brand more dentists use themselves.

The **Oral-B® Sonic Complete™ OxyJet® Center** is a dentist-inspired oral care system caring for the health of your mouth by removing plaque, stimulating gums and cleaning harmful, odour-causing bacteria from your tongue.

The **Oral-B® Sonic Complete™** toothbrush offers customised brushing modes («Clean», «Soft» and «Massage») targeting the needs of your mouth. It also features multi-angled, multi-textured bristles that help clean tooth surfaces, between teeth and along the gumline.

The **OxyJet®** irrigator mixes air into water in the form of micro-bubbles. These micro-bubbles in the water stream attack plaque bacteria. At the same time, the irrigator removes remaining food particles from between your teeth and massages your gums. Always use the irrigator after brushing your teeth.

Please read the use instructions carefully before first use.

Important

The appliance must be mounted in a way that it cannot fall into water. The plug should always be accessible. Periodically check the cord for damage. A damaged or non-functioning appliance should no longer be used. Take it to an Oral-B Braun Service Centre.

Description

Toothbrush

- a Charger base
- b Charge indicator
- c Brushing modes
- d Handle (rechargeable)
- e On/off button
- f Brushhead
- g Storage tower for additional brushheads

Irrigator

- h Jet compartment
- i Irrigator jet
- j Jet switch
- k Jet release button
- l On/off switch
- m Water pressure control dial
- n Handle switch (water stop and go)
- o Irrigator handle
- p Water container (600 ml)
- q Cord storage

Specifications

Power supply: see bottom of housing
Power intake: 24 W

Using your Oral-B® Sonic Complete™ toothbrush

Oral-B® Sonic Complete™ has the following features designed to offer you individual mouth care:

Premium bristling technology



- 1) CrissCross™ bristles
Advanced multi-textured bristles to clean tooth surfaces, between teeth and along the gumline.
- 2) Interdental bristles
Raised to reach between teeth for interdental cleaning.
- 3) Power Tip® bristles
Extra-long bristles at the tip to help clean hard-to-reach areas.
- 4) Indicator® bristles
Blue colour fades halfway with use, signaling the need to replace the brushhead.


Different brushing modes for individual mouth care

- «Clean»
for a thorough cleaning of your teeth and gums.
- «Soft»
for the gentle care of your tongue and other sensitive areas.
- «Massage»
for a gentle stimulation of your gums.

Timers to encourage thorough brushing

- Professional Timer: A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush the four quadrants of your mouth equally for a more thorough clean.
- 2-Minute Timer: A longer stuttering sound indicates when the dentist recommended 2-minute brushing time has been reached.







Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and can be used in the bathroom without hesitation.

- When you place your handle (d) on the charger base (a) and plug the base into an electrical outlet, the blue charge indicator (b) will light up. While charging, the light blinks. Once the handle is fully charged, the light will stop blinking and shine continuously. If you then use your brush and place it back on the charger, the charging light will again blink to let you know it is charging.
- A full charge lasts for approximately two weeks of regular brushing, so you can easily take your **Oral-B® Sonic Complete™** with you on holiday. Please note: Assumes the handle is used by one individual, twice a day for the dentist recommended 2-minute brushing time.
- Your **Oral-B® Sonic Complete™** is designed to consistently provide you with an effective clean. If the battery has run too low to provide this clean, your brush will stop.
- We recommend keeping your brush on the charger base when not in use to maintain a full battery charge. If your rechargeable battery does run down completely, it will take about 16 hours for your **Oral-B® Sonic Complete™** to fully charge.
- However, to maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, refrain from placing the handle on the charger base and fully discharge it through regular use at least every 6 months.



Brushing technique

- Slide the brushhead on the handle. There will be a tiny space (2 mm) between the brushhead and the handle. This is to allow for a full range of motion for the many brush-head movements.
- Place the brushhead in your mouth before turning on your **Oral-B® Sonic Complete™**.
- Angle the bristles toward the gumline (see diagram).
- Hold the handle with a light grip and turn your **Oral-B® Sonic Complete™** on.
- Gently move the brushhead in a slightly circular motion. Allow the longer interdental bristles to reach between your teeth, while the CrissCross bristles focus on cleaning the tooth surface and gumline regions.
- After a few seconds, glide the bristles to the next section and pause while you gently circulate the bristles again. Try using only light pressure and let your **Oral-B® Sonic Complete™** do the brushing for you.
- Adjust your brushing, so that you keep as many bristles in contact with your teeth as possible. Don't forget to reach all areas, including the inner and chewing surfaces, and behind the back teeth.

Like a manual toothbrush, brushheads wear out with use and need to be replaced periodically.

Remember to floss daily.

Switching between brushing modes

- To start your **Oral-B® Sonic Complete™**, push the on/off button once, and your toothbrush automatically begins vibrating in the «Clean» mode.
- To shift from the «Clean» mode to the «Soft» mode, push the on/off button once more.
- Pushing the on/off button again will bring you from «Soft» to «Massage» mode.
- To turn your brush off from the «Massage» mode, push the on/off button again.
- If you wish to turn your **Oral-B® Sonic Complete™** off in the «Clean» or «Soft» mode, push and hold down the on/off button.

You may experience a slight tickling or tingling sensation when you first use **Oral-B® Sonic Complete™**. This will subside as your teeth and gums become accustomed to the **Oral-B® Sonic Complete™** cleaning experience. If you experience this initial tingling, you may want to brush in the «Soft» mode at first.

During the first few days of using the **Oral-B® Sonic Complete™**, it is possible that your gums may bleed slightly. This should stop after a few days. Should it persist, please consult your dentist or hygienist.


After use

After brushing, switch off the **Oral-B® Sonic Complete™** and remove the brushhead from the handle. Rinse the brushhead under water. Wipe the handle dry after each use. Periodically wipe the charger base clean with a damp cloth. Do not use alcohol to clean any parts of the **Oral-B® Sonic Complete™**.

Clean

Soft

Massage



Using your OxyJet® irrigator

Before using for the first time, fill the water container (p) and allow the water to run through completely by holding the irrigator handle (o) over a washbasin.

1. Attach one of the irrigator jets (i) to the handle until it locks into place. Fill the water container (p) with water and add mouthwash, if desired.

2. Turn on the irrigator by pressing the on/off switch (l). (When doing so, the handle switch (n) should be in the lower position = water stop).

3. Select the water pressure with the pressure control dial (m) (1 = gentle, 5 = strong). We recommend that you start with setting 1, especially if your gums tend to bleed or if children are using the irrigator.

4. Bend over a washbasin and guide the jet to your teeth and gums. Slide the handle switch (n) up to start the water stream. Keep your mouth slightly open to allow the water to run into the washbasin.








You can choose between two different jet functions by sliding the jet switch (j) down or up (before doing so, turn off the water stream by sliding the handle switch (n) down):

Rotating stream: for general cleaning and gum massage (jet switch in lower position). The rotation of the water stream and its micro-bubbles is designed for easy penetration below the gumline.

Mono stream: straight water stream for site-specific cleaning (jet switch in upper position).

Max. operating time: 15 minutes
Cooling off time: 2 hours

To ensure the jet's functions, a small sieve is incorporated in the lower end of the shaft. Should you notice a reduced water pressure, check the sieve for any deposits and remove them, e.g. by carefully tapping the shaft on a flat surface.



After use

Always empty the water container (p) entirely to prevent bacteria from collecting in the standing water. If your dentist has recommended the use of a chlorhexidine solution with your irrigator, allow some water to run through the irrigator after use to prevent any deposit build-up.

Press the on/off switch (l) to turn off the irrigator. It will automatically turn off after 10 minutes if you forget to turn it off manually. In this case, to turn it on again, you have to press the on/off switch twice.

To take off the irrigator jet, press the jet release button (k). The jets can be stored in the jet compartment (h). Wipe the handle dry and place it back onto its base.

Cleaning

Regularly clean the housing with a damp cloth. The water container and the jet compartment are removable and dishwasher-safe.

Subject to change without notice.

This product conforms to the European Directives EMC 89/336/EEC and Low Voltage 73/23/EEC.



This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.



Guarantee

We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.


This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Oral-B Braun Customer Service Centre.

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.



Uso dell'idropulsore OxyJet®

Prima di usare l'idropulsore per la prima volta, riempire il contenitore dell'acqua (p) e lasciarla scorrere completamente tenendo il manico (o) sul lavandino.

1. Collegare uno dei beccucci (i) al manico facendolo scattare in posizione. Riempire il contenitore dell'acqua (p) e aggiungere collutorio a piacere.
2. Accendere l'idropulsore premendo l'interruttore (l). (L'interruttore del manico (n) deve trovarsi in basso = stop acqua.)
3. Selezionare la pressione dell'acqua con il selettore (m) (1 = delicata, 5 = intensa). Consigliamo di iniziare con l'impostazione 1, specialmente se le gengive hanno tendenza a sanguinare o se l'idropulsore viene utilizzato da bambini.
4. Piegarsi sul lavandino e guidare il getto su denti e gengive. Spostare l'interruttore scorrevole (n) verso l'alto per attivare l'afflusso d'acqua. Tenere la bocca leggermente aperta per consentire all'acqua di scorrere nel lavandino.






È possibile scegliere tra due diverse funzioni getto facendo scorrere l'apposito interruttore (j) verso il basso o verso l'alto (prima di questo disattivare l'afflusso d'acqua facendo scorrere l'interruttore del manico (n) verso il basso):

Getto rotante per pulizia generale e massaggio gengivale (interruttore getto in basso): la rotazione del getto d'acqua e le micro-bolle sono studiate per penetrare facilmente sotto al bordo gengivale.

Getto mono: getto d'acqua rettilineo per una pulizia locale specifica (interruttore getto in alto).

Tempo d'uso max.: 15 minuti

Tempo di raffreddamento: 2 ore



Garantie/Kundendienststellen**Guarantee and Service Centers****Bureaux de garantie et centrales service après-vente****Oficinas de garantía y oficinas centrales del servicio****Entidade de garantia e centros de serviço****Uffici e sede centrale del servizio clienti****Garantiebureaux en service-centrales****Deutschland**

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH&Co.ohG
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das nächstliegende
Braun Service Center unter
☎ 00800 / 27 28 64 63

Austria

Gillette Gruppe Österreich
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das nächstliegende
Braun Service Center unter
☎ 00800 / 27 28 64 63

Argentina

Central Reparadora de
Afeitadoras S. A.,
Av. Santa Fe 5278,
1425 Capital Federal,
☎ 0800 44 44 553

Australia

Gillette Australia Pty. Ltd.,
Scoresby, 5 Caribbean Drive
Melbourne, Victoria 3179,
☎ 1 800 641 820

Bahrain

Yaquby Stores,
Bab ALBahrain,
P. O. Box 158, Manama,
☎ 02-28 88 7

Barbados

Dacosta Mannings Inc.,
P. O. Box 176, Pier Head, Bridgetown,
☎ 431-8700

Belarus

Electro Service & Co LLC,
Chernyshevskogo str. 10 A,
220015 Minsk,
☎ 2 85 69 22

Belgium

Gillette Group Belgium NV,
J. E. Mommaertsiaan 18 A,
1831 Diegem,
☎ 02-71 19 104

Bermuda

Gibbons Company
21 Reid Street
P.O. Box HM 11
Hamilton
☎ 295 00 22

Brazil

Fixnet Servicios & Comércio Ltda.
R. Gaspar Fernandes, 377
São Paulo – SP,
☎ 0800 16 26 27

Bulgaria

12, Hristo Botev str.
Sofia, Bulgaria
☎ + 359 2 528 988

Canada

Gillette Canada Company,
Braun Consumer Service
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5, Ontario,
☎ 1 800 387 6657

Česká Republika

PH SERVIS sro.,
V Mezihoří 2,
18000 Praha 8,
☎ 266 310 574

Chile

Viseelec,
Braun Service Center Chile,
Av. Concha y Toro #4399,
Puente Alto,
Santiago,
☎ 02 288 25 18

China

Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd.
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
☎ 00 86 21 5849 8000

Colombia

Gillette de Colombia S.A.,
Calle 100
No. 9A – 45 Piso 3.
Bogotá, D.C.,
☎ 01 8000 5 27286

Croatia

Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
☎ 1 - 6 60 17 77

Cyprus

Kyriakos Papavasiliou Trading
70, Kennedy Ave.,
1663 Nicosia,
☎ 02 314111

Danmark

Gillette Group
Danmark A /S,
Teglholm Allè 15,
2450 Kobenhavn SV,
☎ 70 15 00 13

Djibouti (Republique de)

Ets. Nouraddine,
Magasin de la Seine,
12 Place du 27 Juin,
B.P. 2500, Djibouti,
☎ 35 19 91

Egypt

Uni Trade,
25 Makram Ebied Street,
P.O. Box 7607, Cairo,
☎ 02-2740652

España

Braun Española S.A.,
Braun Service,
Enrique Granados, 46,
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona),
☎ 901 11 61 84

Estonia

Servest Ltd.,
Raua 55, EE 10152 Tallin,
☎ 627 87 32

France

Groupe Gillette France -
Division Braun,
9, Place Marie Jeanne Bassot,
92693 Levallois Perret Cédex,
☎ (1) 4748 70 00,

Greece

Berson S.A.,
47, Agamemnonos,
17675 Kallithea Athens,
☎ (210)-9 47 87 00

Guadeloupe

Ets. André Haan S.A.,
Zone Industrielle
B.P. 335,
97161 Pointe-à-Pitre,
☎ 26 68 48

Hong Kong

Audio Supplies Company,
Room 506,
St. George Building,
2 ICE House Street,
Hong Kong,
☎ (852) 2524 9377

Hungary

Gillette Group Hungary
Kereskedelmi Kft.,
1037 Budapest,
Szépvölgyi út 35-37
☎ 1801 - 3800