



ProfessionalCareTM

8500 series



powered
by **BRAUN**

Deutsch	4, 11, 58
Français	13, 20, 58
Italiano	22, 29, 58
Nederlands	31, 38, 58
Español	40, 47, 58
Português	49, 56, 58








Braun Infoline

- (D)** Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
- (CH)** **08 44 - 88 40 10**
- (F)** Appelez le Service Consommateurs Oral-B :
0 810 365 855 (numéro azur)
- (B)** **02-711 92 11**
- (LU)** Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez:
4 00 50 51
- (I)** Servizio consumatori Braun per L'Italia:
02-667 86 23
- (NL)** Heeft u vragen over dit produkt?
Braun/Oral-B Consumenten-infolijn:
0800-4 45 53 88
- (E)** Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
- (P)** Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33


Internet:

www.oralb.com
www.braun.com

Type 4729



h



5



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für eine hervorragende elektrische Zahnbürste von Braun entschieden.

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** ist ein von Zahnärzten inspiriertes Mundpflegesystem für ein herausragendes Putzergebnis, gesunde Zähne und festes Zahnfleisch sowie natürlich weißere Zähne.

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** hilft bei der Vorbeugung von Zahnfleischerkrankungen und sorgt für festes und gesundes Zahnfleisch. Sie reinigt bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischsaums sowie hinter den Backenzähnen. Die Zähne werden durch die Entfernung von Zahnverfärbungen auf natürliche Weise wieder aufgehellt und der Atem erfrischt.

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** bietet Ihnen folgende besondere Produkteigenschaften:

- Die 3D Technologie mit oszillierend-rotierenden und pulsierenden Putzbewegungen sorgt für eine hervorragende Reinigung und Zahnfleischpflege
- Innovatives Zubehör und Aufsteckbürsten reinigen und polieren die Zähne nicht nur, sondern erfrischen auch Zunge und Mundraum
- Die stufenlose Geschwindigkeitskontrolle bietet eine Vielzahl an Geschwindigkeiten für Ihre individuellen Bedürfnisse
- Hochwertiges Design und optimale Ergonomie für noch mehr Komfort und Kontrolle bei der Handhabung.

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** wurde von Oral-B entwickelt, dem weltweiten Marktführer bei elektrischen Zahnbürsten und der Marke, die Zahnärzte am häufigsten benutzen.

Wenn Sie Fragen zur Benutzung Ihrer neuen **Oral-B ProfessionalCare 8500** haben, besuchen Sie bitte unsere Homepage www.oralb.com oder rufen Sie uns an (siehe dazu Seite 2).

Vielen Dank, dass Sie sich für **Oral-B ProfessionalCare 8500** entschieden haben.

Mit besten Grüßen,

Bruce Cleverly
President, Oral-B

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** wurde speziell entwickelt, um Ihnen und Ihrer Familie ein neues und einzigartiges Zahnputzerlebnis zu bieten, das gleichermaßen sicher und effektiv ist. Beachten Sie jedoch beim Gebrauch von elektrischen Geräten bitte stets die Sicherheitshinweise. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig und vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Wichtig: Prüfen Sie gelegentlich, ob das Netzkabel Schadstellen aufweist. Sollte dies der Fall sein, bringen Sie das Ladeteil zum Braun Kundendienst. Ein beschädigtes oder defektes Ladeteil darf nicht mehr benutzt werden.

Gerätebeschreibung

Oral-B ProfessionalCare 8500


- a FlexiSoft® Aufsteckbürste
- b Ein-/Aus-Schalter
- c Oral-B ProfessionalCare Handstück
- d Ladekontroll-Lampe
- e Ladeteil
- f Aufbewahrungsbox für zusätzliche Aufsteckbürsten
- g Gerätehalter
- h Sortiment an Aufsteckbürsten und Zubehör

Anschließen und Laden


Ihre Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.

- Schließen Sie das Ladeteil (e) an die Netzspannung an und setzen Sie das Handstück (c) auf das Ladeteil.
- Die blaue Ladekontroll-Lampe (d) blinkt während des Aufladevorgangs. Wenn Sie dann das Handstück nach Gebrauch wieder auf das Ladeteil setzen, blinkt es erneut, um wiederum den Ladevorgang anzuzeigen.
- Wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladekontroll-Lampe permanent. Ein kompletter Ladevorgang dauert ca. 16 Stunden und ermöglicht Ihnen eine Nutzung von bis zu zwei Wochen bei normalem Putzen.
- Wenn der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist, wird die Zahnbürste langsamer und bleibt schließlich ganz stehen.
- Für den täglichen Gebrauch empfehlen wir, das Handstück auf dem angeschlossenen Ladeteil stehen zu lassen. Ihre Zahnbürste hält dann immer die volle Leistung bereit. Ein Überladen ist nicht möglich.
- Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, trennen Sie mindestens alle 6 Monate das Ladeteil vom Netz und entladen Sie das Handstück vollständig durch normale Benutzung.

Technische Daten: Technische Details, wie z.B. Voltzahl, sind auf der Unterseite des Ladeteils angegeben.



Benutzung



Setzen Sie eine der Aufsteckbürsten (1 oder 2) auf das Handstück und verwenden Sie eine Zahnpasta Ihrer Wahl. Um ein Verspritzen der Zahnpasta zu vermeiden, führen Sie die Bürste an die Zähne, bevor Sie das Gerät einschalten.

Stufenlose Geschwindigkeitskontrolle

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** bietet Ihnen eine Vielzahl an Geschwindigkeiten, die Sie Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können. Eine hohe Geschwindigkeit eignet sich besonders zur Reinigung der Zähne und des Zahnfleischsaums. Wir empfehlen eine niedrigere Geschwindigkeit bei sensiblen Zähnen und empfindlichem Zahnfleisch sowie bei der Benutzung der Zubehöerteile (3 und 4).

- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter einmal, um mit höchster Geschwindigkeit zu starten.
- Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, um von der höchsten Stufe hinunter zu der von Ihnen gewünschten Geschwindigkeit zu schalten.
- Solange Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt halten, werden kontinuierlich alle Geschwindigkeiten durchlaufen.
- Lassen Sie den Ein-/Aus-Schalter los, sobald die von Ihnen gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.
- Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter noch einmal, um die Zahnbürste auszuschalten.
- Wenn Sie die Zahnbürste dann wieder einschalten, startet sie automatisch mit der höchsten Geschwindigkeit.

Hervorragende Plaque-Entfernung


Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** putzt sanft in Bereichen, wo sich Plaque-Bakterien ansammeln und sorgt dadurch für saubere Zähne und festes, gesundes Zahnfleisch. Sie entfernt bis zu 97% der Plaque an schwer erreichbaren Stellen, hilft Zahnstein vorzubeugen und reinigt schonend Zähne und Zahnfleisch.

Putztechnik:

- Führen Sie die Bürste mit leicht kreisenden Bewegungen langsam von Zahn zu Zahn.
- Halten Sie die Bürste jeweils für einige Sekunden auf der Zahnoberfläche, bevor Sie sie zum nächsten Zahn führen.
- Putzen Sie das Zahnfleisch ebenso wie die Zähne – zuerst die Kauflächen, dann die Außenseiten und schließlich die Innenseiten.
- Drücken Sie nicht zu fest auf und schrubbten Sie nicht; lassen Sie einfach die **Oral-B ProfessionalCare 8500** das Putzen für Sie übernehmen.

Andruckkontrolle

Um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen, verfügt die **Oral-B ProfessionalCare 8500** über eine sensitive Andruckkontrolle, die einen angemessenen Andruck sicherstellt. So schützen Sie Ihr Zahnfleisch vor übermäßigem Putzen und die Zahnbürste lässt sich leicht führen. Wenn Sie die Bürste zu fest andrücken, werden die ultraschnellen Seitwärtsbewegungen fortgesetzt, aber die sanft pulsierenden Vor- und Rückwärtsbewegungen setzen aus. Das dadurch veränderte Laufgeräusch zeigt an, dass Sie den Druck vermindern sollten.



Professional Timer

Ein kurzes stotterndes Geräusch erinnert Sie in 30-Sekunden-Intervallen daran, alle vier Kieferquadranten des Mundes gleich lang zu putzen. Für eine gründlichere Gesamtreinigung.

2-Minuten-Timer

Ein längeres stotterndes Geräusch zeigt das Erreichen der vom Zahnarzt empfohlenen zweiminütigen Mindestputzzeit an.

In den ersten Tagen der Verwendung Ihrer

Oral-B ProfessionalCare 8500 kann es zu leichtem Zahnfleischbluten kommen, was aber in der Regel nach einigen Tagen verschwindet. Falls das Zahnfleischbluten jedoch länger als zwei Wochen anhält, sollten Sie Ihren Zahnarzt aufsuchen.

Individuelle Aufsteckbürsten und Zubehör

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** bietet Ihnen eine Bandbreite von Aufsteckbürsten und Zubehör, die Sie ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf auswählen können. Jedes Zubehörteil eignet sich für den täglichen Gebrauch:

1 FlexiSoft® Aufsteckbürste





Die FlexiSoft® Aufsteckbürste bietet durch ihre hervorragende oszillierend-pulsierende Putztechnik eine effektive Reinigung der Zähne, entlang des Zahnfleischsaums und an schwer erreichbaren Stellen – wie z.B. hinter den Backenzähnen. Um eine gründliche Reinigung zu erzielen, umschließt der kompakte runde Bürstenkopf jeden einzelnen Zahn. Die biegsamen, grünen FlexiSoft®-Borsten ermöglichen ein sanftes Putzen der Zähne und die blauen, längeren Interdental-Borsten reinigen bis tief in die Zahnzwischenräume.


2 ProBright™ Aufsteckbürste

Die ProBright™ Aufsteckbürste wurde speziell entwickelt, um Verfärbungen durch Kaffee, Tee oder Tabak zu entfernen und so die Zähne zu polieren und auf natürliche Weise wieder aufzuhellen. Die ProBright™ Aufsteckbürste kombiniert die hervorragende oszillierend-pulsierende Putztechnik der FlexiSoft® Aufsteckbürste für eine gründliche Zahnreinigung mit einem speziellen Poliereinsatz zur natürlichen Aufhellung der Zähne. Auch wenn Sie jede beliebige Zahnpasta verwenden können, würde eine Whitening-Zahncreme wohl die besten Resultate erzielen. Zahnsparngenträger sollten die ProBright™ Aufsteckbürste nicht benutzen.

Bitte folgen Sie bei beiden Aufsteckbürsten der gleichen Putztechnik wie in dem Abschnitt «Hervorragende Plaque-Entfernung» beschrieben.

Bei beiden Bürstenköpfen zeigen Ihnen die blauen INDICATOR®-Borsten die Notwendigkeit an, die Aufsteckbürste zu erneuern. Bei richtigem Putzen – zweimal täglich mindestens 2 Minuten lang – wird die blaue Farbe der Borsten in 3–4 Monaten bis auf die Hälfte zurückgehen. Dies zeigt an, dass es Zeit ist, die Aufsteckbürste auszuwechseln.






3 Zungenreiniger

Der Zungenreiniger erfrischt den Atem, indem er Mundgeruch erzeugende Bakterien von der Zunge entfernt. Sie können ihn jeden Tag – vor oder nach dem Zähneputzen – auch in Verbindung mit Mundwasser benutzen.

Setzen Sie den Zungenreiniger auf das Handstück und schalten Sie es an, um den Aufsatz dann von hinten nach vorne über die Zunge zu führen. Wir empfehlen hierbei eine niedrige Geschwindigkeit einzustellen, um die Reinigung besser kontrollieren zu können. Den Zungenreiniger nach Gebrauch abspülen. Ersetzen Sie den Zungenreiniger, wenn die Auflagefläche abgenutzt ist.



4 Interdental Reiniger (nicht bei allen Modellen)

Der Interdental Reiniger reinigt effektiv die Zahnzwischenräume und hilft so, die Mundhygiene zu verbessern. Er sollte vor dem Zähneputzen benutzt werden.


Brechen Sie einen Zahnstocheraufsatz vom Halter (5) ab und stecken Sie ihn in den Schlitz des weißen Aufsatzes. Setzen Sie nun den Interdental Reiniger auf das Handstück und schalten Sie es an. Je nachdem welchen Mundbereich Sie gerade reinigen, müssen Sie den Zahnstocheraufsatz so wenden, dass die stumpfe Seite stets dem Zahnfleisch zugewandt ist. Führen Sie den Interdental Reiniger systematisch von Zahnzwischenraum zu Zahnzwischenraum.

Wir empfehlen hierbei eine niedrige Geschwindigkeit einzustellen, um die Reinigung besser kontrollieren zu können. Ein Zahnstocheraufsatz kann ungefähr zwei- bis dreimal benutzt werden, bis er zu weich wird, um sich präzise den Zahnzwischenräumen anzupassen und diese noch effektiv zu reinigen. Zahnstocheraufsätze sind auch separat erhältlich. Benutzen Sie beim Nachkauf für den Interdental Reiniger die Zahnstocheraufsätze des Oral-B Kolibri oder des Oral-B Zubehör-Sets OralCare Essentials.

Oral-B ProfessionalCare 8500 Aufsteckbürsten und Zubehöerteile sind in allen Geschäften erhältlich, die Braun Oral-B Produkte führen.

Reinigen

- Spülen Sie die Aufsteckbürste oder das Zubehörteil nach jedem Gebrauch bei eingeschaltetem Handstück gründlich unter fließendem Wasser für einige Sekunden ab.
- Handstück ausschalten, Aufsteckbürste oder Zubehörteil abziehen und beide Teile separat unter fließendem Wasser spülen und abtrocknen. Danach die Bürste wieder aufstecken und das Handstück auf das Ladeteil setzen.
- Von Zeit zu Zeit sollte das Ladeteil sowie die Aufbewahrungsbox mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nie Reinigungsmittel benutzen, die Alkohol beinhalten.
- Der Einsatz der Aufbewahrungsbox kann zu Reinigungszwecken abgenommen werden.



Umweltschutz

Dieses Gerät enthält einen Nickel-Hydrid-Akku, der frei von umweltbelastenden Schwermetallen ist. Dennoch sollte das Gerät im Interesse der Rohstoff-Rückgewinnung am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über den Braun Kundendienst oder über entsprechende Sammelstellen erfolgen.

Akku-Entfernung

Sollten Sie die Entsorgung selbst vornehmen: Öffnen Sie das Handstück wie dargestellt, entnehmen Sie den Akku und entsorgen Sie ihn über entsprechende Sammelstellen.


Achtung! Das Öffnen des Handstücks zerstört das Gerät und führt zu einem sofortigen Erlöschen der Herstellergarantie.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.



Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu.



Fragen und Antworten

Ich habe empfindliche Zähne und sensibles Zahnfleisch. Wie putze ich am besten mit meiner Oral-B ProfessionalCare 8500?

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** ist bei jeder Geschwindigkeit genauso sicher wie eine weiche Handzahnbürste. Allerdings bietet sie Ihnen die Möglichkeit, die gewünschte Geschwindigkeit je nach Empfinden individuell auszuwählen.

Können auch Kinder die Oral-B ProfessionalCare 8500 benutzen?

Aufgrund der umfassenden Plaque-Entfernungsleistung und der gleichen Sicherheit wie bei einer weichen Handzahnbürste kann die **Oral-B ProfessionalCare 8500** auch von Kindern benutzt werden. Kinder unter drei Jahren sollten das Gerät allerdings nur unter Aufsicht der Eltern benutzen, um sicherzugehen, dass alle Zähne und Mundbereiche richtig gereinigt werden. Kinder unter 12 Jahren sollten den Interdental Reiniger und die ProBright™ Aufsteckbürste nicht benutzen.

Ein Familienmitglied trägt eine feste Zahnsperre. Was muss man beim Putzen beachten?

Setzen Sie die Bürste sanft im Bereich zwischen fester Zahnsperre und Zahnfleisch an. Wählen Sie eine niedrige Geschwindigkeit, um besonders präzise reinigen zu können. Der Zungenreiniger und der Interdental Reiniger können ohne weiteres von Zahnsperre-Trägern benutzt werden, allerdings sollte die ProBright™ Aufsteckbürste nicht verwendet werden. Für die Reinigung bei festen Zahnsperren wurde die Oral-B Ortho Aufsteckbürste speziell entwickelt und kann auch in Verbindung mit der **Oral-B ProfessionalCare 8500** benutzt werden.

Ich habe Brücken, Kronen und Füllungen. Was muss ich beim Putzen beachten?

Wie alle elektrischen Zahnbürsten von Braun Oral-B, kann auch die **Oral-B ProfessionalCare 8500** von Verwendern mit Brücken, Implantaten und Kronen benutzt werden. Wir empfehlen allerdings eine niedrigere Geschwindigkeit für eine besonders gezielte Reinigung.

Ich hatte vor kurzem eine Operation im Mundbereich. Kann ich die Oral-B ProfessionalCare 8500 benutzen?

Nach einer Operation sollten Sie immer die Anweisungen Ihres Kieferchirurgen oder Zahnarztes befolgen. Oft sind Zähne und Zahnfleisch in den ersten Tagen nach einem chirurgischen Eingriff im Mundbereich generell zu empfindlich für das Putzen mit einer Zahnbürste. Sobald Zähne und Zahnfleisch ausreichend geheilt sind, um die Zähne zu putzen, können Sie auch wieder Ihre **Oral-B ProfessionalCare 8500** benutzen. Eine niedrige Geschwindigkeit ist hier allerdings empfehlenswert. Die hervorragende Leistungsfähigkeit der **Oral-B ProfessionalCare 8500** bei der Plaque-Entfernung ist sogar besonders hilfreich, da eine gute Mundhygiene den Heilungsprozess beschleunigt.

Was passiert, wenn ich den Interdental Reiniger oder den Zungenreiniger bei einer höheren als der empfohlenen Geschwindigkeit benutze?

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** kann sowohl bei hoher als auch niedriger Geschwindigkeit verwendet werden. Für eine bessere Kontrolle empfehlen wir allerdings eine niedrigere Geschwindigkeit.

An wen wende ich mich, wenn ich weitere Fragen oder Anregungen zu meiner Oral-B ProfessionalCare 8500 habe?

Bei weiteren Fragen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.oralb.com oder rufen Sie uns an (siehe dazu Seite 2).

Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschriften für Deutschland und Österreich können Sie unter 00 800/27 28 64 63 (gebührenfrei) erfragen. Rufnummer für die Schweiz: 08 44 - 88 40 10, für Belgien: 02-711 92 11.



30 Tage Geld-zurück-Garantie

Nutzen Sie die Gelegenheit!
Lernen Sie die **Oral-B ProfessionalCare 8500** kennen.

Die **Oral-B ProfessionalCare 8500** ist ein von Zahnärzten inspiriertes Mundpflegesystem für ein herausragendes Putzergebnis, gesunde Zähne und festes Zahnfleisch sowie natürlich weißere Zähne. Testen Sie **Oral-B ProfessionalCare 8500** für 30 Tage! Wenn Sie nach 30 Tagen nicht 100% zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis zurück. Garantiert.

Zur Kaufpreiserstattung senden Sie bitte das Handstück, die Aufsteckbürsten und Zubehörteile sowie das Ladeteil zusammen mit dem Original-Kaufbeleg innerhalb von 30 Tagen ab Kaufdatum an die folgende Anschrift in Ihrem jeweiligen Land. Bitte Namen, Anschrift und Bankverbindung nicht vergessen!

Deutschland:

Versandservice Leupold
Kennwort: «30 Tage Geld-zurück-Garantie»
Industriestraße 15
61191 Rosbach v. d. Höhe

Österreich:

Oppl - Mails&More
Kennwort: «30 Tage Geld-zurück-Garantie»
Doppelstrasse 2
3441 Baumgarten

Schweiz:

MS Mailservice AG
Kennwort: «30 Tage Geld-zurück-Garantie»
Postfach
9029 St. Gallen

Belgien:

DJS
«30 Tage Geld-zurück-Garantie»
Rue de la Brasserie, 2
5310 Eghezée

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns bitte an (siehe dazu Seite 2).

Garantie/Kundendienststellen

Bureaux de garantie et centrales service après-vente

Uffici e sede centrale del servizio clienti

Garantiebureaux en service- centrales

Oficinas de garantia y oficinas centrales del servicio

Entidade de garantia e centros de serviço

Deutschland

Gillette Gruppe Deutschland
GmbH&Co.ohG
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das
nächstliegende
Braun Service Center unter
☎ 00800 / 27 28 64 63

Austria

Gillette Gruppe Österreich
Braun Kundendienst
Bitte erfragen Sie das
nächstliegende
Braun Service Center unter
☎ 00800 / 27 28 64 63

Argentina

Central Reparadora de
Afeitadoras S. A.,
Av. Santa Fe 5278,
1425 Capital Federal,
☎ 0800 44 44 553

Australia

Gillette Australia Pty. Ltd.,
Scoresby,
5 Caribbean Drive
Melbourne, Victoria 3179,
☎ 1 800 641 820

Bahrain

Yaquby Stores,
Bab ALBahrain,
P. O. Box 158, Manama,
☎ 02-28 88 7

Barbados

Dacosta Mannings Inc.,
P. O. Box 176, Pier Head,
Bridgetown,
☎ 431-8700

Belarus

Electro Service & Co LLC,
Chernyshevskogo str. 10 A,
220015 Minsk,
☎ 2 85 69 23

Belgium

Gillette Group Belgium NV,
J. E. Mommaertsiaan 18 A,
1831 Diegem,
☎ 02-71 19 104

Bermuda

Gibbons Company
21 Reid Street
P.O. Box HM 11
Hamilton
☎ 295 00 22

Brasil

Fixnet Servicios & Comércio
Ltda.
R. Gaspar Fernandes, 377
São Paulo – SP,
☎ 0800 16 26 27

Bulgaria

12, Hristo Botev str.
Sofia, Bulgaria
☎ + 359 2 528 988

Canada

Gillette Canada Company,
Braun Consumer Service
4 Robert Speck Parkway,
Mississauga L4Z 4C5, Ontario,
☎ 1 800 387 6657

Česká Republika

PH SERVIS sro.,
V Mezihori 2,
18000 Praha 8,
☎ 266 310 574

Chile

Visselec,
Braun Service Center Chile,
Av. Concha y Toro #4399,
Puente Alto,
Santiago,
☎ 02 288 25 18

China

Gillette (Shanghai)
Sales Co. Ltd.
550 Sanlin Road, Pudong,
Shanghai 200124,
☎ 00 86 21 5849 8000

Colombia

Gillette de Colombia S.A.,
Calle 100
No. 9A – 45 Piso 3.
Bogotá, D.C.,
☎ 01 8000 5 27286

Croatia

Iskra elektronika d.o.o.,
Bozidara Magovca 63,
10020 Zagreb,
☎ 1 - 6 60 17 77

Cyprus

Kyriakos Papavasiliou Trading
70, Kennedy Ave.,
1663 Nicosia,
☎ 02 314111